









# Labor Lademannbogen

# Materialanforderung



Laborgemeinschaft LGL Lademannbogen Hamburg

(Bitte Menge in Kästchen ankreuzen oder eintragen)

## Blutabnahmematerial

- |   |         |                             |                              |   |
|---|---------|-----------------------------|------------------------------|---|
|    | - 100 - | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 100 | Serum-Sicherheits-Monovette mit Kaolin-Kügelchen. 7,5 ml (Klinische Chemie, Serologie, Immunologie) |
|   | - 101 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 50  | Serum-Monovette 4,5 ml  |
|    | - 102 - | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 100 | EDTA-Sicherheits-Monovette 2,6 ml (Blutbild, PTH intact u. a.)                                      |
|   | - 103 - | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 100 | EDTA-Sicherheits-Monovette 9 ml (Blutgruppen)   |
|   | - 104 - | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 100 | NAF- Sicherheits-Monovette (BZ, Laktat, Pyruvat, Fruktose im Ejakulat)                              |
|    | - 105 - | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 100 | Citrat-Sicherheits-Monovette 3 ml (Gerinnung u. a.)   |
|   | .....   | .....                       | <input type="checkbox"/> 5   | Saure Citrat-Sicherheits-Monovette 2,9 ml für Homocystein   |
|   | - 106 - | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 50  | Heparin-Sicherheits-Monovette 9 ml (z.B. HLA-B27)   |
|  | - 107 - | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 50  | LH-Sicherheits-Monovette 9 ml (Metallanalytik) und Kanüle   |
|  | - 108 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 100 | Kanüle gelb, Nr. 1  |
|  | - 109 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 100 | Kanüle grün, Nr. 2  |
|  | - 110 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 100 | Kanüle schwarz, Nr. 12  |








## Uringefäße

- |   |         |       |                             |  |
|---|---------|-------|-----------------------------|--|
|  | - 111 - | ..... | <input type="checkbox"/> 20 | Urinbecher 100 ml, steril (auch für Urinkultur geeignet) |
|   | - 112 - | ..... | <input type="checkbox"/> 3  | Urin-Sammelgefäß 2 l (für 24-Stunden-Urin)               |
|  | - 113 - | ..... | <input type="checkbox"/> 1  | Urin-Sammelgefäß mit Zusatz von 10 ml 6 Mol Salzsäure    |
|   | - 114 - | ..... | <input type="checkbox"/> 50 | Urinröhrchen 10 ml, steril                               |

## Pathologie: Versandgefäße für histologische Untersuchungen

- |         |       |                             |                |   |
|---------|-------|-----------------------------|----------------|---|
| - 115 - | ..... | <input type="checkbox"/> 25 | 13 ml Röhrchen | } zur Gewebefixierung mit Formalin-Lösung gefüllt |
| - 116 - | ..... | <input type="checkbox"/> 25 | 30 ml Röhrchen |   |
| - 117 - | ..... | <input type="checkbox"/>    | 100 ml Gefäß   |   |
| - 118 - | ..... | <input type="checkbox"/>    | 500 ml Gefäß   |   |
| - 119 - | ..... | <input type="checkbox"/>    | 1000 ml Gefäß  |   |
| - 120 - | ..... | <input type="checkbox"/>    | 2500 ml Gefäß  |   |
| - 121 - | ..... | <input type="checkbox"/>    | 5000 ml Gefäß  |   |

## Bakteriologie: Abstrich- und Versandmaterial

- |   |         |                             |                             |   |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|     | - 122 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 20 | Abstrichtupfer, dick, mit Medium (z.B. für Rachen-, Wund- und Vaginalabstriche)                 |
|   | - 123 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 20 | Port-A-Cul®-Tube für Biopsien   |
|   | - 124 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 20 | Abstrichtupfer orange, dünn, mit Holzkohlemedium (für Cervix-, Hamnröhren-, Bindehautabstriche) |
|   | - 125 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 20 | Abstrichtupfer orange, dünn, mit hellem Transportmedium (z.B. für Ohrabstriche)                 |
|     | - 126 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 20 | Port-F (Transportgefäß für flüssiges Material, z.B. Punktate)                                   |
|     | - 127 - | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 20 | Chlamydien-Abstrichtupfer, dünn ohne Medium   |
|   | - 128 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 3  | Flexibler Tupfer (dünn) mit Pertussis-Transportmedium   |
|   | - 129 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 3  | Pertussis-Nährboden   |
|   | - 130 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 10 | Sputumröhrchen 30 ml, steril  |
|   | - 131 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 25 | Ejakulatröhrchen 50 ml, steril  |
|   | - 132 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 50 | Stuhlröhrchen mit Löffel für erbsengroße Stuhlprobe   |
|   | - 133 - | .....                       | <input type="checkbox"/>    | Parasep®, Transportmedium für Protozoen-Trophoziten (Lamblien, Amöben)                          |
|   | - 134 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 1  | Blutkultur-Flaschen für aerobe und anaerobe Kultur  |
|  | - 135 - | .....                       | <input type="checkbox"/> 1  | Objektträger mit Objektträgerhülle (für mikroskopische Präparate, Analabklatsch-Präparate)      |
|   | - 136 - | .....                       | <input type="checkbox"/>    | Spezialmaterial für Herpes-simplex-Viruskultur  |


Bitte Rückseite beachten

**folgende Röhrrchen sind  
nur zum Umfüllen**




- 137 -   Serum-Röhrrchen 10 ml (mit Stopfen)

**Transportbehälter (nur bei Bedarf)**



- 138 - .....  Wärme-/Kühlbehälter



- 139 - .....  Gefrierbox

**spezielle Abnahmematerialien**

- 140 -   Eppendorfhütchen 1,5 ml
- 141 - ..... Spezial-Röhrrchen für polychl. Biphenyle und Holzschutzmittel (z.B. Lindan, PCP) im Blut
- 142 - ..... Rollrandröhrrchen für organische Lösungsmittel im Blut
- 143 - ..... 9 ml EDTA-Röhrrchen (für Untersuchungen, bei denen größere Mengen EDTA-Blut benötigt werden z.B. Thrombozyten-Antikörper 20 ml, Vitamine B 1, B 2, B 6)
- 144 - ..... Spezial-Röhrrchen für Katecholamine und 5SCD im Blut
- 145 - ..... Spezial-Röhrrchen (EDTA-Trasylol) für VIP und Glucagon im Blut
- 146 - ..... Citrat-Sicherheits-Monovette 10 ml (für Thrombosedagnostik oder Thrombozytenfunktionsuntersuchung werden je 20 ml benötigt)
- 147 - ..... Abstrichtupfer, dünn, ohne Medium plus Röhrrchen mit 2 ml physiologischer Kochsalzlösung für HPV-DNA-Nachweis (PCR)
- 148 - ..... sterile Verschlusskappe für Spritzen
- 149 - .....  Abstrichtupfer, weiß, dick, ohne Medium für molekulargenetische Untersuchungen

LG-Nr.: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Sonstiges**

- 150 - ..... Etikett Labor Lademannbogen für Materialbeschriftung
- 151 - ..... Labortüte Labor Lademannbogen für Botentransport
- 152 - ..... cito-Tüte Labor Lademannbogen für Untersuchungsmaterial
- 153 - ..... cito-Aufkleber
- 154 - ..... Rastbogen (Allergiediagnostik)
- 155 - ..... Untersuchungsanforderungsbogen (für Krankenhäuser und Privatpatienten)
- 156 - ..... Labortüte Humangenetik für Botentransport
- 157 - ..... Begleitformular für Fruchtwasser-Untersuchung und 1. Trimester-Screening
- 158 - ..... Begleitformular für Chromosomenanalysen (Lymphozyten, Hautmaterial, Fibroblasten, Chorionzotten und Tumorzellen)
- 159 - ..... „Path“-Etikett für histologisches und zytologisches Untersuchungsmaterial

**für den Postversand:**

- 160 -   T-Box für 1-3 Röhrrchen frankiert } für Labor, Pathologie, Humangenetik, Gerinnung (Zutreffendes bitte unterstreichen)
- 161 - ..... Transportgefäß für Postversand von einem Röhrrchen bis zu 10 ml Inhalt
- 162 - ..... Materialanforderungsbogen
- 163 - ..... IGEI-Anforderungsbogen für Selbstzahler (nicht für Privatpatienten)

---



---



---

**Bitte dem Boten übergeben!**

Praxisstempel darf nicht fehlen, sonst können wir keine Zusage garantieren